

**PRODUTO**

Gesso Especial Tipo IV – Hércules

INDICAÇÃO DE USO

O gesso Especial Hércules Tipo IV é indicado para trabalhos laboratoriais que exijam precisão, é do tipo alfa, possui granulometria fina, alta resistência mecânica, baixa expansão, brilho nacarado e sedoso, características que facilitam o processo de acabamento do modelo.

A fim de se obter um melhor aproveitamento do gesso Especial Hércules Tipo IV é recomendado a manipulação do gesso em ambientes higiênicos, com instrumentos limpos, secos e com água filtrada*.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Consistência: 20 a 30 ml de água para 100g de pó.

Tempo de trabalho: 8 minutos.

Tempo de presa: 10 minutos.

Tempo de estabilização do gesso: 2 horas em local seco e arejado.

Resistência à compressão

Úmido: acima de 500 Kgf/cm².

Seco: acima de 900 Kgf/cm².

COMPOSIÇÃO: Sulfato de Cálcio (Alfa Hemidratado), corantes e aromatizantes eventualmente.

INSTRUÇÕES DE USO

Molhe a cuba plástica e deixe escorrer o excesso de água. Coloque a quantidade correta de água filtrada dentro da cuba plástica e adicione o pó lentamente, para evitar bolhas.

Espatule de modo circular, para evitar a formação de bolhas, por 1 minuto ou até a massa ficar homogênea.

ATENÇÃO: Usar máscara para evitar inalação.

Armazenamento: Guardar em recipiente fechado, em local seco e arejado.

Validade: 3 anos após embalado.

Disponível nas cores: salmão, amarelo.

REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

*para garantir a qualidade do gesso e evitar a proliferação de fungos no modelo, efetue a limpeza da caixa d'água semestralmente.