

**PRODUTO**

Verniz Rápido para acabamento em peças acrílicas.

INDICAÇÃO DE USO

GLAZE PLUS é indicado para acabamentos em aparelhos móveis novos (que sofreram ou não polimento químico), aparelhos que perderam o brilho durante o uso e após consertos e reembasamento.

GLAZE PLUS facilita o acabamento em provisórios, impermeabilizando-os e retirando sua porosidade. Dessa forma, impede o acúmulo de bactérias deixando a gengiva saudável para moldagem.

EMBALAGENS

Vidro com Tampa Pincel 10 ml.

COMPOSIÇÃO

- ✓ Metilmetacrilato
- ✓ DMT
- ✓ Inibidor
- ✓ EDMA
- ✓ Fluorescente

**INSTRUÇÕES DE USO**

Feito os desgastes no excesso, passar com o pincel o GLAZE PLUS onde for necessária a obtenção do brilho. Caso a peça não tenha sido prensada recomenda-se no mínimo três demãos.

GLAZE PLUS realiza uma perfeita união química com a superfície da peça, sendo compatível com Resina Acrílica Autopolimerizável e peças usinadas em impressora 3D.

Caso haja necessidade, o GLAZE PLUS pode ser diluído pelo líquido TERMO CRIL SEM Cross link.

Observações: Não compatível com Resina Termopolimerizável e Cross link.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- ✓ A rigorosa seleção e testes no recebimento das matérias-primas garantem os resultados
- ✓ especificados no produto final;
- ✓ Acabamento em poucos minutos;
- ✓ Baixa absorção de água;
- ✓ Sem monômero residual;
- ✓ Brilho inigualável desde a primeira demão;
- ✓ Facilidade de aplicação;
- ✓ Embalagem econômica.
- ✓ Facilidade de manuseio e aplicação para a execução do trabalho.
- ✓ Livre de Acrilatos.



ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Somente para uso odontológico;
- ✓ Líquido: Material muito inflamável, não tóxico (Ponto de Fulgor: -4°C);
- ✓ Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;
- ✓ O manuseio desta resina não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto;
- ✓ Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
- ✓ Conservar ao abrigo da luz e calor;
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

ANVISA Nº: 81912530007