

### OBJETIVO

Fluido para polimento químico de peças acrílicas.

### INDICAÇÃO DE USO

Para uso em aparelhos de polimento químico.

Não é indicado para polimerização de resinas

Não deve ser utilizado em peças nas quais foi utilizado liquido com Crosslink.

### EMBALAGENS

Frascos de 250ml, 500ml, 1000ml.

### COMPOSIÇÃO

Metacrilato de Metila

Quinol

### INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Aquecer uma quantidade de água até a temperatura de fervura;
- ✓ Colocar o POLIMO em um recipiente de vidro ou aço inox e realizar o banho Maria;
- ✓ Após o liquido estiver aquecido, pode se realizar o polimento de duas maneiras: Por imersão (aproximadamente 15 segundos); ou deixar em suspensão bem próximo à superfície do liquido até o brilho aparecer de maneira satisfatória.
- ✓ Após a utilização, colocar o restante do liquido em um recipiente de vidro, limpo e fechado.
- ✓ Não se deve retornar à embalagem original, para evitar contaminação.

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Não deve ser utilizado em peças nas quais foi utilizado liquido com Crosslink.
- ✓ Não utilize o fluido quando estiver turvo.
- ✓ Material inflamável.
- ✓ Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção. Entretanto o manuseio não é recomendado para gestantes, lactantes e pessoas com alergias reconhecidas para este tipo de produto.
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos, e cursos d`água ou no lixo doméstico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças;
- ✓ Evitar contato com a pele e com os olhos.
- ✓ Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- ✓ Em caso de irritação ou ingestão procure auxílio médico imediatamente.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291

