

**PRODUTO**

ISOLANTE

**INDICAÇÃO DE USO**

O ISOLANPLUS é indicado para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Para as técnicas convencional e micro-ondas;
- ✓ De fácil aplicação devido a sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
- ✓ A espessura é adequada, não causando alterações dimensionais;
- ✓ Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

**EMBALAGENS**

100ml, 250ml, 500ml e 1000ml.

**COMPOSIÇÃO**

Alginato de Sódio, Água deionizada.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- ✓ Nas aplicações, utilizar sempre um pincel limpo para cobrir toda a superfície a ser isolada, com cuidado para não alcançar a parte posterior dos dentes.
- ✓ Quando fizer uso de filme separador na 1ª prensagem, retire e limpe o excesso e aplique o isolante ISOLAN PLUS.
- ✓ Usar o modelo de gesso previamente hidratado.

**ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES**

- ✓ Agitar antes de usar;
- ✓ Manter o frasco fechado;
- ✓ Conservar ao abrigo de luz e calor;
- ✓ Manter fora do alcance de crianças;
- ✓ Evitar contaminação com resíduos de gesso ou resina;
- ✓ Não inflamável.
- ✓ Evitar contato com a pele e com os olhos;
- ✓ Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- ✓ Em caso de irritação ou ingestão procure auxílio médico.
- ✓ Após o uso manter o frasco sempre bem fechado.

**REGISTRO DA ANVISA N°:**

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

**VALIDADE**

2 anos a partir da data de fabricação.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291