



### INDICAÇÕES DE USO

O agente de união ImoBond proporciona uma ligação química entre o dente acrílico e a base da prótese - base para a longevidade da prótese.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adesão segura, mesmo nas situações mais exigentes;
- ✓ União permanente e livre de falhas;
- ✓ Cor transparente, invisível;
- ✓ Aplicável com todos os acrílicos protéticos e dentes acrílicos.

### INSTRUÇÃO DE USO

#### Preparo

Depois de isolar o modelo de gesso com IsolanPlus, segue-se os seguintes passos:

Para melhorar a união da resina acrílica básica e dos dentes acrílicos, **as superfícies** basais dos dentes **deverão ser asperizadas** com uma broca diamantada grossa ou com jatos abrasivos, remover o pó resultante da asperização. Aplicar duas vezes ImoBond com um pincel (sem virola de metal) e deixar atuar 30 segundos.

Depois da segunda camada, o primer adesivo permanece ativo durante 10 minutos.

**Evite contaminar as superfícies** que foram tratadas com ImoBond

Preparar a resina acrílica da prótese de acordo com as instruções de uso.

#### Reparo

Para reparar uma prótese usada, asperize a superfície a ser reparada com uma broca de diamante e condicione com ImoBond como mencionado acima.

#### Nota!

Após aplicação o ImoBond permanece ativo por 10 min, se houver acréscimo de tempo o passo-a-passo descrito acima deverá ser efetuado novamente

O acabamento ou reparo deve ser realizado durante este tempo.

Aplique a segunda camada.

Complete a prótese na mufla com a resina acrílica de acordo com as instruções de uso.

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Não utilizar o material após expirado o prazo de validade; Facilmente inflamável; Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele; Pode causar sensibilização em contato com a pele; Manter o recipiente num local bem ventilado; Manter afastado qualquer chama ou fonte de ignição; Não fumar no local da aplicação; Evitar o contato com a pele; Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.

### EMBALAGEM

Frasco de 45mL.





**COMPOSIÇÃO**

Ácido Metacrílico  
Dimetacrilato  
Metilmetacrilato

**ARMAZENAMENTO**

Não armazenar acima de 25°C (77°F);  
Evitar luz solar direta;  
Voltar a fechar com cuidado após retirar o produto;  
Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

**VALIDADE**

2 anos a partir da data de fabricação.

**ANVISA Nº**

81912539006

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291