



### INDICAÇÕES DE USO

Bastões para acabamento e brilho em prótese dentária.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Melhor resultado e agilidade no trabalho.
- ✓ Fórmula balanceada que não agride a escova de polimento.
- ✓ Produto único no mercado.
- ✓ Polimento e acabamento à seco.
- ✓ Brilho sem sujeira.
- ✓ Não adere as ameias da prótese.
- ✓ Diminui o risco da infecção cruzada.
- ✓ Facilita a limpeza do trabalho.



### INSTRUÇÃO DE USO

Após os processos de polimerização, resfriamento total e extração da prótese da Mufla, retirar os excessos de resina ainda existentes com broca tungstênio ou pedra abrasiva;

Com o objetivo de acabar com as imperfeições, utilize no mandril LIXA IMODONTO e deslize toda a superfície da prótese sobre a lixa;

Para acabamento comece utilizando em motor tipo torno, com velocidade baixa, escova de cerdas nº 10 ou 120. Aplique primeiramente o bastão IMOBRIIL HARD ACABAMENTO, na cor azul, na escova e passe toda a extensão da prótese pela escova. Esta etapa substitui o uso da Pedra Pomes Pó, trazendo limpeza, praticidade, higiene e diminuindo consideravelmente o risco de infecção cruzada.

Para obter brilho finalizar utilizando o bastão IMOBRIIL SOFT POLIMENTO, na cor branca, aplicando-o em uma escova de flanela. Assim que houver aderência do produto na escova, passar a prótese na mesma até obter o resultado desejado.

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar ao abrigo de calor.
- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.

### EMBALAGENS

ACABAMENTO (HARD): Bastão de 150g.

POLIMENTO (SOFT): Bastão de 150g.

### COMPOSIÇÃO

Dióxido de Silício

Pigmentos

Ceras Artificiais

### ARMAZENAMENTO

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.



**VALIDADE**

5 anos a partir da data de fabricação.

**ANVISA Nº**

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291