

Ficha Técnica

PEDRA POMES



Para uso Laboratorial

VERSÃO 001

INDICAÇÃO DE USO

A PEDRA POMES Imodonto é usado como um abrasivo e empregado na limpeza e no polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- ✓ Granulometria Perfeita
- ✓ Material Puro

EMBALAGENS

Saco com 1Kg

COMPOSIÇÃO

Pedra pomes

INSTRUÇÕES DE USO

O produto auxiliar no acabamento e polimento de resinas acrílicas.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- Não utilizar com o prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso laboratorial;
- Para preservar as qualidades do produto, recomendamos guardá-lo bem fechado.
- Este material foi fabricado para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as Instruções

ARMAZENAMENTO

- Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado

VALIDADE

- 5 anos a partir da data de fabricação.

REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

