



### PRODUTO

CERA 7, CERA 9, CERA ORTO, CERA UTILIDADE, CERA PERIFÉRICA, CERA ESCULTURA, CERA ROLETE E CERA ARTICULAÇÃO

### INDICAÇÃO DE USO

Uso exclusivo para laboratórios de próteses dentárias, para confecção de esculturas, modelos para fundição, registro de mordidas em modelos de gesso e demais aplicações em laboratórios de próteses.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Temperatura ideal para manuseio: 25°C;
- ✓ Derretimento à 80°C
- ✓ Fácil manuseio.

### EMBALAGENS

225g e 2.250g

### COMPOSIÇÃO

- ✓ Parafina
- ✓ Vaselina

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.
- ✓ Armazenar em sua embalagem original, em área seca e ao abrigo de luz e calor temp. de 2° a 35°.
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou lixo doméstico
- ✓ Produto destinado somente para uso laboratorial.

### CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

### REGISTRO DA ANVISA N°:

"Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973"

### VALIDADE

10 anos a partir da data de fabricação

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291