



PASTA DE POLIMENTO

PRODUTO

PASTA UNIVERSAL – Pasta de Polimento

INDICAÇÃO DE USO

Usada para o polimento de metais e resinas acrílicas. A pasta de polimento pode ser empregada para o pré-polimento ou polimento em alto brilho, em combinação com escovas, discos ou rodas do tipo: pelos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Garante um brilho inconfundível para acrílicos e metais.

EMBALAGENS

20 e 60g

COMPOSIÇÃO

- ✓ Óxido de alumínio e di (2-hidroxietil).

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Dependendo da textura da superfície desejada, a restauração deve ser pré-polida com a Pasta de Polimento Universal com escova de pelo de cabra.
- ✓ A seguir, a restauração deve ser polida a alto brilho, com o emprego da Pasta de Polimento Universal e polidores de couro ou de algodão.
- ✓ Conforme o tipo de polimento desejado, discos de couro ou camurça podem promover um alto brilho, enquanto polidores de algodão possibilitam menor nível de brilho.
- ✓ LIMPEZA: Após o polimento, a superfície da restauração deve ser limpa, e completamente lavada com água e sabão.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Manter fora do alcance de crianças;
- ✓ Irritante para os olhos e pele;
- ✓ Evitar contato com os olhos e com a pele;
- ✓ Não inalar os vapores;
- ✓ Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água;
- ✓ Não induzir o vômito, nos casos de deglutição. Procurar o médico imediatamente, levando a embalagem do produto;
- ✓ Evitar a contaminação da água e do sistema de esgoto
- ✓ Temperatura de armazenagem recomendada: 12-28°C

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291