



INDICAÇÕES DE USO

Líquido Formador para porcelanas e cerâmica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permite esculpir mínimos detalhes sem que a porcelana desmorone.
- ✓ Não influencia durante a queima
- ✓ Evaporação mínima
- ✓ Incolor, conserva a umidade da porcelana por mais tempo

INSTRUÇÃO DE USO

- Com apenas algumas gotas possibilita com que a porcelana/ cerâmica adquira uma consistência pastosa similar a uma cera, facilitando muito a escultura e aumentando o tempo de manipular.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar ao abrigo de calor.
- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.

EMBALAGENS

Vidro com 20ml

COMPOSIÇÃO

Propano-1,2-diol e Água destilada.

ARMAZENAMENTO

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.

VALIDADE

Validade indeterminada.

ANVISA

Produto isento de Registro na Anvisa, conforme RDC 24/2009

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

