

Ficha Técnica

Dent Clean



Dente Acrílico

INDICAÇÃO DE USO

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- ✓ Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural com mamilos evidenciados.
- ✓ Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- ✓ Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- ✓ Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- ✓ Pigmentos biocompatíveis.
- ✓ Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- ✓ Cumpre ISO 22112
- ✓ Angulação de 35° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
- ✓ Possui dupla ligação cruzada (Crosslink), garantindo alta resistência mecânica, química e à abrasão.
- ✓ Alta estabilidade e variedade de cores, com cores mais naturais.



MODELOS

Anteriores Superiores:

2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 267, 4H, 2P, 38, 42, 58.

Anteriores Inferiores:

2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A25, A26, 264, 266, 4H, 2P, 42, 58.

Posteriores Superiores e Inferiores:

30M, 32M, 30L, 32L, 34L, 36L.

CORES

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81.

COMPOSIÇÃO

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato de Etileno Glicol
- Fluorescente,
- Pigmentos Biocompatíveis
- Cerâmica Organicamente Modificada.

INSTRUÇÕES DE USO

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base dos dentes com uma ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras REMOVEC.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos e álcalis.

Tabela de articulações

Anteriores superiores	Anteriores inferiores	Posteriores
2D	2D	30M-30L
3D	3D	30M-32M
3M	3M	30M
2N	2N	30L
3N	3N	32M-30L
3P	3P	32M-32L
A23	3M-2D	30M
A25	A25	32M-32L
A26	A26	32M-32L
263	2N	30M-30L
264	264	32M-32L
266	266	34L-36L
267	266-58	34L-36L
4H	4H	32M-32L
2P	2P	32L-34L
38	266	34L-36L
1N	1N	30L
42	42	32M-32L
58	58	34L-36L



Dente Acrílico

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor DentClean.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

VALIDADE: 10 anos a partir da data de fabricação.

ANVISA:

Registro ANVISA Nº: 81912530001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291