

**PRODUTO**

Pedra Pomes comum

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para acabamento e limpeza de trabalho odontológicos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento de resina acrílica, esmalte dentário, amálgama, ouro coesivo

COMPOSIÇÃO

Pedra Pomes.

INSTRUÇÕES DE USO

Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses.

ATENÇÃO: Usar máscara para evitar inalação.

Armazenamento

Guardar em recipiente fechado, em local seco e arejado.

Validade

5 anos após embalado.

Apresentações

Pacote de 1Kg.

REGISTRO DA ANVISA N°:

"Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973"

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

